



RÉFÉRENCE	BT_2015_X98CUP_04_FR
DATE	13 Août 2015
SUJET	Pattes fixation bouclier AV (option)

CONCERNÉS: TOUS LES VÉHICULES

Ce document a pour but de vous informer d'une évolution optionnelle désormais disponible pour la Clío 4 Cup.

Présentation de l'évolution :

Tout comme cela avait été fait pour le bouclier AR l'année dernière (voir *BT_2014_X98CUP_04_UK_b*), nous vous proposons désormais une pièce spécifique permettant d'améliorer le maintien du bouclier AV, notamment lors de petits chocs en conditions de course.

Contrairement à la modification réalisée pour le bouclier AR, celle-ci est optionnelle pour son lancement.

Pièces à commander

Pour effectuer le réaligement, il vous faut commander les références suivantes :

Désignation pièces	Référence	Quantité par VH	PV unitaire HT
Patte de fixation bouclier AV	82 01 621 668	2	3,70 €
Vis	77 11 068 967	1	0,90 €
Rondelle « cuvette »	77 11 158 036	2	4,77 €

Instructions de montage « étape par étape » (pour 1 côté) :

Il n'est pas nécessaire de démonter le bouclier AV pour mettre en place la patte de fixation. Les photos-ci-dessous ont été prises sans le bouclier AV, afin d'améliorer l'illustration du montage.

- 1) Enlever la vis du support de bouclier AV :



- 2) Mettre en place la patte de fixation réf.82 01 621 668. Positionner la contre le bouclier AV (face intérieure). Pointer le bouclier au niveau du trou fileté de la patte, puis retirer la patte pour percer le bouclier par l'intérieur.



- 3) Remettre la patte en place après perçage, et resserrer la vis de fixation de celle-ci.

- 4) Mettre en place la rondelle « cuvette » (77 11 158 036) ainsi que la vis (77 11 068 967) sur la face extérieure du bouclier.

